

Aerolizer®使用说明

什么是Aerolizer®装置？

这是一种药物吸入装置，需事先将装有药物的胶囊放置其中并刺破。当通过吸入器喷嘴吸气时，药物会直接进入肺部。须存放在干燥处，以防药物颗粒受潮结块。不能摇晃，且吸入器应直立使用。使用者必须站立或坐下，保持背部挺直以促进胸部自由扩张。应使用干布清洁喷嘴。请勿水洗，以防干粉受潮。



如何使用Aerolizer®吸入器？

请您保持站立或坐下，以最放松的方式完成下列操作：

1. 打开盖子。



2. 按照箭头方向转动喷嘴：使胶囊放置孔露出。将胶囊放入孔中，然后再次转动喷嘴管至初始位置。



3. 按压吸入器两侧按钮刺破胶囊，仅按压一次。



4、5. 将肺部空气全部呼出（请勿吹喷嘴）。将喷嘴在口中含好，抬起头。



6、7. 用嘴用力猛吸气（请勿按压吸入器两侧的按钮）。屏气10秒，或您能坚持的最长时间。

8. 用嘴慢慢呼气。

9. 请确保胶囊已空。如果没有，请重复步骤4到8。



10. 盖上盖子。



11. 完成后，使用漱口水漱口。



如有任何疑问，请向护士进行咨询。