


Instructions d'utilisation de l'inhalateur Ellipta®

Qu'est-ce que le système Ellipta® ?

C'est un dispositif qui contient plusieurs doses d'un médicament sous forme de poudre sèche. Quand vous inspirez par l'embout buccal de l'inhalateur, le médicament est délivré directement dans les poumons. Il faut le conserver à l'abri de l'humidité afin d'éviter la formation de grumeaux avec les particules du médicament.




Il faut se tenir debout ou assis, le dos bien droit pour faciliter l'expansion de la cage thoracique. L'embout buccal doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon sec. Ne jamais laver l'inhalateur à l'eau, car l'humidité peut affecter la poudre.

Comment utiliser l'inhalateur Ellipta® ?

L'inhalation doit être réalisée en position assise ou debout, aussi détendu que possible:

1. Faire glisser le couvercle vers le bas jusqu'à entendre un clic. Le compteur de doses affiche 1 dose en moins. Chaque fois que le couvercle est ouvert, une dose de médicament est préparée.



2. Expirez à fond pour bien vider vos poumons (ne pas expirer dans l'inhalateur).

3. Tenez l'inhalateur en position horizontale. Placez l'embout buccal entre les lèvres (ne pas bloquer la grille d'aération avec les doigts) et inspirez rapidement et profondément.



4. Retenez votre respiration pendant 10 secondes ou aussi longtemps que vous le pouvez.

5. Expirez lentement.

6. Faites glisser le couvercle vers le haut, aussi loin que possible, pour protéger le filtre.



7. Lorsque vous avez terminé, gargarisez-vous et rincez votre bouche.

Le nombre de doses restantes est affiché dans une fenêtre. Au départ, l'inhalateur contient 30 doses. Lorsqu'il reste moins de 10 doses, la moitié du compteur devient rouge.

En cas de doutes, adressez-vous à votre infirmière.