


K-Haler®使用说明

什么是K-Haler®装置？

这是一种储雾罐形态的装置，装有溶解在悬浮液中的药物。当通过该吸入器喷嘴吸气时，吸入的药物会直接进入肺部。该装置体积小、重量轻，吸气时会自动出药，因而易于使用。



使用干布或湿布清洁储雾罐，请勿拆卸或将其放入水中。该吸入器通过计数窗显示剩余剂量，在不足28个剂量时会出现红色标志。

在第一次使用或超过三天未使用的情况下：

必须做好启用准备，确保吸入器可正常使用，以便吸入准确的剂量。



1. 先摇晃再打开盖子。

2. 始终保持吸入器垂直放置，尽可能彻底打开盖子，然后再盖紧盖子。



3. 重复四次步骤1和步骤2。

如何使用K-Haler®？


请您保持站立或坐下，以最放松的方式完成下列操作。

1. 握住吸入器、保持垂直并摇晃。

2. 彻底打开盖子。

3. 远离吸入器喷嘴，尽量排空肺部空气（请勿吹喷嘴）。

4. 将喷嘴在嘴中放好，用嘴缓慢地深吸气。




5. 屏气10秒，或您能坚持的最长时间。

6. 缓慢呼气。

7. 每次吸药后垂直握住吸入器，并盖紧盖子。

8. 用药后使用漱口液漱口。



该装置的包装盒中含更多补充信息。

如有任何疑问，请前往医疗站咨询。