

Open Acces



Revisió científica:

Grup de Respiratori de la CAMFiC

Edició i correcció lingüística:

Quasar Serveis d'Imatge


Il·lustracions:

Elvira Zarza

Instruccions d'ús del K-Haler®

Grup de Respiratori de la CAMFiC

El Flutiform® K-haler® és un dispositiu que té forma de cartutx i conté un medicament dissolt en suspensió. Quan s'agafa aire a través de l'emboCADURA de l'inhalador, s'inhala el medicament i entra directament als pulmons. El dispositiu és petit, lleuger i senzill d'utilitzar perquè la sortida del fàrmac s'activa automàticament quan es fa la inspiració.




Cal netejar el cartutx amb un mocador sec o humit, sense desmuntar-lo ni submergir-lo en aigua. Una finestreta indica les dosis restants i des de que en resten 28 fins que arriba a 0 mostra un senyal vermell.

Quan l'utilitzeu per primera vegada o si fa més de 3 dies que no l'utilitzeu

Heu de preparar-lo (encebar-lo) per garantir que funciona correctament i que s'administrarà la dosi correcta.

1. Agiteu-lo abans d'obrir la tapa.



2. Manteneint-lo sempre en posició vertical, obriu la tapa tant com pugueu i després tanqueu-la completament.



3. Repetiu els passos 1 i 2 fins a 4 vegades.

Com s'inhala amb el K-Haler®?


Feu les maniobres següents tan relaxadament com pugueu, dempeus o assegut.

1. Agiteu el dispositiu i mantingueu-lo en posició vertical.

2. Obriu la tapa completament.

3. Sense bufar dins de l'emboCADURA traieu tant aire dels pulmons com pugueu.


4. Ajusteu l'emboCADURA als llavis i agafeu aire per la boca lentament i profunda.



5. Retingueu l'aire dins els pulmons uns 10 segons o fins que pugueu.

6. Expulseu l'aire lentament.

7. Després de cada inhalació mantingueu l'inhalador en posició vertical i tanqueu la tapa completament.



8. Feu gàrgares i glopegeu en acabar.

Per a qualsevol dubte que tingueu, consulteu amb infermeria.

Com citar l'article:

Grups de Respiratori de la CAMFiC, Instruccions d'ús del K-Haler®. But At Prim Cat 2019;37:22.